

Vesto[®]




 **BRAILE**

LIFE-SAVING TECHNOLOGIES


O Stent Vascular - Endoprótese Vesto® é um dispositivo para implante permanente no sistema arterial periférico, constituído por uma estrutura metálica de nitinol autoexpansível recoberto por politetrafluoroetileno (PTFE) e fios de poliéster. Essa estrutura impede o estiramento do Stent.

O Vesto® é indicado para o tratamento endovascular de doenças, como oclusões, estenoses, dissecções e aneurismas, localizadas nas artérias ilíacas e femorais superficiais.

Stent flexível e autoexpansível



Alta
Radiopacidade



Marcas radiopacas em
ouro nas extremidades

Sistema de Entrega

Ponteira Radiopaca que possibilita orientação durante navegação do sistema de entrega e implante da prótese endovascular.

Atraumacidade que previne danos vasculares durante a navegação do sistema de entrega.



Boa navegabilidade devido a bainha reforçada, flexível e anti-kink com revestimento hidrofílico.

Vesto Longo

Sistema de entrega de 120 cm de comprimento

Código	Descrição - Diâmetro (mm) x Comprimento (mm)	Perfil
616898	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 6/60	8Fr
616899	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 6/80	8Fr
616900	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 6/100	8Fr
616901	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 6/120	8Fr
616902	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 6/140	8Fr
616903	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 8/60	9Fr
616904	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 8/80	9Fr
616905	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 8/100	9Fr
616906	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 8/120	9Fr
616907	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 8/140	9Fr
616908	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 10/60	10Fr
616909	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 10/80	10Fr
616910	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 10/100	10Fr
616911	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 10/120	10Fr
616912	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 10/140	10Fr
616913	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 12/60	11Fr
616914	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 12/80	11Fr
616915	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 12/100	11Fr
616916	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 12/120	11Fr
616917	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 12/140	11Fr
616918	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 14/60	12Fr
616919	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 14/80	12Fr
616920	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 14/100	12Fr
616921	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 14/120	12Fr
616922	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Longo 14/140	12Fr



Vesto Curto

Sistema de entrega de 70 cm de comprimento



Código	Descrição - Diâmetro (mm) x Comprimento (mm)	Perfil
619267	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 6/60	8Fr
619268	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 6/80	8Fr
619269	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 6/100	8Fr
619270	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 6/120	8Fr
619271	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 6/140	8Fr
619272	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 8/60	9Fr
619273	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 8/80	9Fr
619274	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 8/100	9Fr
619275	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 8/120	9Fr
619276	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 8/140	9Fr
619282	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 10/60	10Fr
619283	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 10/80	10Fr
619284	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 10/100	10Fr
619285	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 10/120	10Fr
619286	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 10/140	10Fr
619297	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 12/60	11Fr
619298	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 12/80	11Fr
619299	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 12/100	11Fr
619300	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 12/120	11Fr
619301	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 12/140	11Fr
619302	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 14/60	12Fr
619303	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 14/80	12Fr
619304	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 14/100	12Fr
619305	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 14/120	12Fr
619306	Stent Vascular - Endoprótese Vesto Curto 14/140	12Fr

Nos siga nas redes sociais:

 /brailebiomedica

 @brailebiomedica



Braile Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.

Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 | Jardim Tarraf I

CEP 15091-450 | São José do Rio Preto - SP | Brasil

CNPJ: 52.828.936/0001-09 | Anvisa no. 10159030113

Responsável técnico: Vlademir D. A. Ramirez - CRF-SP 09010