

ORIFICIO DE ASPIRACIÓN



Descripción: El Orificio de Aspiración comprende una punta acoplada en una extensión flexible, y un adaptador de vacío en el extremo opuesto. Todos los componentes están hechos a partir de materiales apropiados para aplicaciones médicas y farmacéuticas. El producto funciona conectado en una fuente de vacío, resultando en un efecto de aspiración que permite la aspiración y drenaje de fluidos a través de la punta.

Indicación: El Orificio de Aspiración se destina al drenaje de fluidos (sangre, secreciones o soluciones) a través de aspiración durante los procedimientos quirúrgicos.

Especificaciones Técnicas

	AD 300
Material del Tubo	PVC
Largo del Tubo	300 cm
Material de la Punta	PVC
Material del Adaptador de Vacío	Silicona

* Ver la imagen

Código

11037

Orificio de Aspiración - AD 300

