



# FILTRO PARA VENA CAVA

Filtro para Vena Cava con  
Sistema Introdutor



Filtro permanente en acero inoxidable.  
 Acceso femoral o yugular decidido en el procedimiento.  
 Bajo perfil, introductor 7Fr.  
 Auto centrante, con liberación segura y controlada.  
 Alta eficiencia en el bloqueo de trombos.  
 Excelente visualización radiopaca.



Filtro insertado en el cartucho.  
 Se elige la vía para introducción el momento del procedimiento, según indicación clínica.

**FILTRO CORTO**  
 Para vena cava inferior con diámetro variando entre 18mm y 28 mm

DIÁMETRO DE LA CAVA (MM)	LARGO DEL FILTRO (MM)
18	56.3
20	54.1
22	52.7
24	51.6
26	50.5
28	50.1

**FILTRO LARGO**  
 Para vena cava inferior con diámetro variando entre 28mm y 35mm

DIÁMETRO DE LA CAVA (MM)	LARGO DEL FILTRO (MM)
28	74.1
30	72.7
32	71.5
34	70.3
35	70.0

\* Remítase a la disponibilidad de otras dimensiones.

**IMPLANTE INTRODUCIDO POR DESPLAZAMIENTO EN EL INTERIOR DE LA VAINA**

