

OxyPrime®

Oxigenador de Membrana




Bajo Volumen
de Priming

Nuevo design

Mas compacto

Alto rendimiento



Especificaciones Técnicas





Material	Polycarbonato
Máximo de Flujo Sanguíneo	7,0l/min
Volumen Total de Priming	250 ml

Combiador de Gas

Material da Fibra	Polipropileno
Área efectiva de la Membrana	1,95 m ²
Sensor de Temperatura	YSI
Conector de Salida de Sangre	3/8"
Conector de Entrada de Gas	1/4"
Conector de Recirculación	luer lock
Conector de Muestra Arterial	luer lock
Conector de Extracción de Aire	luer lock

Combiador de Calor

Material de la Fibra	Poliéster
Área efectiva de la membrana	0,4 m ²
Temperatura Máxima da Agua	42 C
Presión Máxima del Agua	40 PSI
Conector de Entrada de Sangre	3/8"
Conector de entrada/salida del agua	Hansen (1/2")



Información Comercial

OxyPrime 7000

Código 617484

Para pedidos o más información sobre cualquiera de nuestros productos, accesorios e soluciones terapéuticas, pongase en contacto con el representante de ventas local.