


Parche de Pericardio Bovino Pledges




Experiencia
Calidad
Desempeño

Descripción:

El Parche de Pericardio Bovino Pledges es constituido de pericardio bovino tratado con glutaraldeído y conservado en formaldeído (4%). Este tratamiento facilita características adecuadas de resistencia, flexibilidad y falta de antigenicidad.

Indicación:

El Parche de Pericardio Bovino Pledges es usado en la confección y refuerzo de la bolsa para uso de la circulación extracorpórea, lesiones miocárdicas con finalidad hemostática, cerclaje coronaria en procedimientos sin circulación extracorpórea y correcciones quirúrgicas de las enfermedades de la aorta.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (cm)			
Tamaño	A ± 1	B ± 1	Código $\pm 1,0$
1 x 0,5	1,0	0,5	4446

Soporte de Poliacetal ("Acetal" o Poliformaldeído) con 10 unidades.