

SENSOR DE TEMPERATURA



Los sensores de temperatura son cables termoplásticos blindados internamente, con conector de cinco vías de terminales dorados y pastilla del tipo PT-100, de tamaño reducido, proporcionando mayor velocidad en las mediciones.

Especificaciones Técnicas

Escala	0 - 70°C
Conexión	Redel 5 Vias
Largo	±0,4°C
Precisión	3m
Esterilizado en Óxido de Etileno	

Código

117168

Sensor de Temperatura



Código Catálogo 600328
Rev. 01 - mar 2021

Braille Biomédica Indústria, Comércio e Representações Ltda.
Av. Pres. Juscelino K. de Oliveira, 1505 • Jardim Tarraf I
CEP 15091-450 • São José do Rio Preto • SP • Brasil
Telefone 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
Other countries • Phone # (55) 17 2136 7000 • Fax 17 2136 7040
CNPJ: 52.828.936-0001-09
Responsável Técnico: Vladimir D. A. Ramirez • CRF/SP 9010
Registro Anvisa nº 10159030075
www.braille.com.br

 **BRAILE**[®]
BIOMÉDICA