


SISTEMA PARA CARDIOPLEGIA



Indicación: Indicado para el condicionamiento previo y la administración de soluciones cardioplégicas (sanguínea o cristalóide) al corazón, para una parada cardíaca segura y protegida durante la circulación extracorpórea.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - Cambiador de Calor

Matéria-Prima	Policarbonato
Material de los Capilares	Poliéster
Flujo Máximo	500ml/min
Área efectiva de Cambio Térmico	0.14m ²
Volumen de Prime	44ml
Temperatura Máxima del Agua	42°C
Presión Máxima del Agua	40psi
Conector de Entrada/Salida del Solución	3/16"
Conector de Entrada/Salida del Agua	Hansen
Conector de Retirada de Aire	Luer Lock

MODELO	DEPÓSITO	CÓDIGO
Cristalóide	RC 2000	209649
Incor	RC 500	220288
4:1	n/a	220172
Cardiomioplegia Adulto	n/a	220154

4:1



Cristalóide



Incor



Cardiomioplegia

