

TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL AG-2000



El Termómetro Clínico Digital AG-2000 é comprende un circuito electrónico, visor y batería de alimentación. Es indicado para medir temperaturas fisiológicas. Este termómetro obtén sus lecturas a través de sensores apropiados de Braile Biomédica.

Código

117140

Termômetro Clínico
Digital AG-2000

Especificaciones Técnicas

Alimentación	9 VDC (batería alcalina)
Escala	0 - 70°C
Resolución	0,1°C
Precisión	±0,4C
Dimensiones	163x105x90mm incluyendo la hebilla
Peso	374g incluyendo la hebilla

